



ESTX-D3

Cytocentrifugeuse
de paillasse



LABORATOIRE



ESHL!8'

Centrifugeuse de paillasse



Cod. ESTX-D3

Centrifugeuse de paillasse conçue pour les spécimens cytologiques qui transfère les cellules des fluides aux lames pour l'examen microscopique.

Contrôle par microprocesseur, verrouillage automatique du couvercle.

Panneau de contrôle simple pour faciliter la routine. Affichage digital. 25 programmes.

TECHNICAL FEATURES	
Cod.	ESTX-D3
N. de programmes	25
Vitesse Max	3000 r/min
RCF Max	730×g
Volume du single tube	4 ml
Qté totale des tubes	6
Minuterie Programmable	1 ~ 99 min
Moteur	Moteur DC sans brosses, Contrôle par microprocesseur
Alimentation	AC220V 50Hz 5A
Dimensions	370×432×250 mm (L×P×H)
Poids	14 kg



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3-medical.com

