




ES-HEM-8800

Analyseur d'hématologie automatique
avec échantillonneur automatique



LABORATOIRE



ES-HEM-8800

Analyseur d'hématologie automatique
avec échantillonneur automatique



29 Paramètres	WBC, LYM#, MON#, NEU#, EOS#, BAS#, LYM%, MON%, NEU%, EOS%, BAS%, RBC, HGB, MCV, Ho; MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-O/, PLT, MPV, PDV\1, PCT, P-LCC, P-LCR, LX. LV. NX, NY
Paramètres de recherche	ALY#, ALY%, LIC#, LIC%, NIL#, NIL%
Affichage des résultats	Diagramme de dispersion combiné (≥3 diagramme de dispersion), ≥4 histogrammes
Types d'échantillons	Sang total, sang périphérique, prédilué
Volume d'échantillon	Sang total ≤10µL, prédilué ≤20µL
Méthodes d'analyse	CBC, CBC+DIFF, HGB, RBC, WBC
Tout au long de	≥90 échantillon par heure
Contrôle de qualité	Divers contrôles de qualité, carte de contrôle de qualité L-J, contrôle de qualité flottant pour diverses exigences
Échantillonneur auto	Capacité d'échantillonnage : 50, supporte l'analyse d'urgence
Imprimer	Imprimante laser externe, imprimante à jet d'encre, divers formats d'impression et formats définis par l'utilisateur
Transport de données	USBx4, RS232, LAN, HDMI, Duplex LIS
Mode de fonctionnement	Écran tactile coloré de 14 pouces, clavier/souris
Langues	Anglais, chinois, prise en charge de la personnalisation d'une autre langue
Capacité de stockage	Anglais, chinois, prise en charge de la personnalisation d'une autre langue Plus de 200 000 résultats d'analyse, y compris des informations numériques et graphiques Les données de test peuvent être exportées au format Excel via l'interface USB
Autre fonction	Lecture de code-barres rotative à 360°
Source de courant	AC100-240V, 50/60Hz



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3-medical.com

