



·! %\$&!%G

Balance de précision  
pour laboratoire



BALANCES DE LABORATOIRE



# 3102-1S

## Balance de précision pour laboratoire

### Spécifications techniques

- Applications : Pesée, mélange, composants, statistiques, masse volumique, pourcentage, conversion, pesée instable, contrôle, valeur maximum, comptage.
- Équipée d'un poids d'ajustage interne
- Contrôle du poids minimum de l'échantillon SQmin selon l'USP
- Calibrage interne isoCAL entièrement automatique selon un critère de temps et température
- Verrouillage du transfert des données en cas de résultats de pesée non fiables
- Capteur optoélectronique intelligent avec fonction d'alarme et guide d'utilisation pour mise à niveau fiable
- Remise à niveau assistée après déplacement de la balance par guide interactif.
- Protection par mot de passe des réglages de la configuration.
- Écran tactile couleur, avec bargraphe indiquant la plage disponible de pesée après le dépôt d'une tare sur le plateau.
- Interface USB avec reconnaissance automatique des imprimantes **YDP40**.
- Transmission directe des données dans des programmes Windows.
- Système antivol.



<b>Modèle</b>	<b>3102-1S</b>
<b>Portée (g)</b>	3100
<b>Précision (g)</b>	0.01 (10 mg)
<b>Dim. du plateau (mm)</b>	Ø 180
<b>Cage de pesée</b>	Non
<b>Calibration</b>	Interne automatique isoCAL
<b>Protection IP</b>	Sans protection IP
<b>Métrologie légale</b>	Option
<b>Statistiques</b>	Oui
<b>Connexion PC</b>	Mini USB
<b>Alimentation</b>	100 - 240 V / 50-60 Hz
<b>Dimensions externes (L x H x P) mm</b>	216 x 95 x 360
<b>Poids (kg)</b>	5.2

### Accessoires en option:

Modèle	Descr
<b>YCW622-00</b>	Poids d'étalonnage 2 kg classe E2
<b>YCC04D09</b>	Câble mini USB / USB
<b>YCC03D09</b>	Câble mini USB / RS232 9 pin
<b>YDP40</b>	Imprimante



YDP40



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30  
14022 Castelnuovo D.B. (AT)  
Tel +39 011 99 27 706  
Fax +39 011 99 27 506  
e-mail [esse3@chierinet.it](mailto:esse3@chierinet.it)  
web: [www.esse3-medical.com](http://www.esse3-medical.com)

