



9G: 'G7 5@9G

ESF10-7200HR SCALE WITH HEIGHT ROD

Range 200 kg, precision 100 gr
Height rod from cm 75 to cm 200, graduation 5 mm
Accuracy class III

ESF10-7200HR BALANCE AVEC TOISE

Plage de mesure 200 kg, précision 100 gr
Toise de cm 75 à cm 200, graduation 5 mm
Classe de précision III

ESF10-7700HR SCALE WITH HEIGHT ROD

Large analogic display
Range 150 kg, precision 100 gr
Height rod from cm 75 to cm 200, graduation 5 mm
Accuracy class III

ESF10-7700HR BALANCE AVEC TOISE

Grand cadran de lecture
Plage de mesure 150 kg, précision 100 gr
Toise de cm 75 à cm 200, graduation 5 mm
Classe de précision III



ESF10-7350HR ELECTRONIC SCALE WITH HEIGHT ROD

Hold and tare function, powered either by mains and rechargeable battery
Digital display.
Range 200 kg / 440 lb, precision 100 gr / 0,2 lb
Height rod 75 – 200 cm , graduation 5 mm
Accuracy class III

ESF10-7350HR PESE PERSONNE ELECTRONIQUE AVEC TOISE

Fonctions de mémorisation et de tarage, alimentation au choix sur accumulateurs ou sur secteur
Affichage numérique
Plage de mesure 200 kg / 440 lb . précision 100 gr / 0,2 lb
Toise 75 – 200 cm , graduation 5 mm
Classe de précision III.

ESF10-7350 ELECTRONIC SCALE

ESF10-7350 PESE PERSONNE ELECTRONIQUE

ESF10-758 FLOOR SCALE

Large analogic display
Range 160 kg / 350 lb, precision 1000 gr / 2 lb
Accuracy class III

ESF10-758 BALANCE DE PAVEMENT

Grand cadran de lecture
Plage de mesure 160 kg / 350 lb, precision 1000 gr / 2 lb
Classe de précision III



ESF10-757 FLOOR SCALE

Large analogic display
Range 160 kg / 350 lb, precision 500gr / 1 lb
Accuracy class III

ESF10-757 BALANCE ÉLECTRONIQUE

Grand cadran de lecture
Plage de mesure 160 kg / 350 lb, precision 500 gr / 1 lb
Classe de précision III



ESF10-757 ELECTRONIC FLOOR SCALE

Specifications

- Equipped with a high precision strain gauge sensor system
- Foot tap switch
- Auto zero resetting/power off
- Low power / Over-load indicator
- Power: 2x3V CR2032 lithium battery (included)

ESF10-757 BALANCE ÉLECTRONIQUE

Spécifications techniques

- Equipée de capteurs haute précision
- Interrupteur
- Mise à zéro automatique
- Extinction automatique
- Signal batterie faible
- Signal de surcharge
- Alimentation : batteries au lithium (comprises) 2 x 3V



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)

Tel +39 011 99 27 706

Fax +39 011 99 27 506

e-mail esse3@chierinet.it

web: www.esse3-medical.com

