



ESGD-113

Dermatome électrique



PETIT MATERIEL



ESGD-113

Dermatome électrique



ESGD-113

Ce dermatome est compact et ergonomique. Il permet de réaliser des greffes de peau de tailles uniformes et constantes. Son action de coupe lisse à haute vitesse assure une procédure sans effort et sans vibration.

Les épaisseurs de coupe sont facilement sélectionnables et stables grâce à la jauge de profondeur calibrée.



Largueur de coupe 73 mm
Épaisseur de coupe 0,05 - 1,00 mm
Vitesse de fonctionnement 2000 - 15000 rpm
Poids 0,28 kg

Le dermatome est fourni par défaut avec une lame de 73 mm. Les autres lames sont en option.

Accessoires Optionnels



17340 - Lame 23mm

17260 - Lame 48mm

17270 - Lame 73mm

Des largeurs de greffe contrôlées avec précision de 73 mm, 48 mm et 23 mm sont facilement obtenues en installant la plaque de semelle facile à installer appropriée.



S11-103 - Lames stériles, double face (5 par boîte)

Les lames Stericut rectifiées avec précision, à double facette et ultra tranchantes offrent des performances de coupe précises et constantes tout en permettant une greffe de peau très fine. La tête de dermatome ESGD-113 permet un remplacement rapide et sûr de la lame.



1292334 - MICROMOTEUR AVEC PEDAL


La tête du Dermatome se fixe rapidement sur le micromoteur universel qui est alimenté par le contrôleur CM2 à vitesse variable. Le moteur peut être commandé soit par une pédale soit directement à partir du contrôleur. Veuillez préciser la tension et la configuration de prise lors de votre commande.

Tension : 230/115/100 50-60 Hz

Alimentation : 60VA

Dimensions : 181 x 101 x 119 mm

Poids : Console / moteur 1,79/0,12 kg



8570 - CONTENEUR DE STÉRILISATION

Ce système adapté et compatible vous permet de conserver vos instruments en bon état à tout moment. Le conteneur est 100 % stérilisable par vapeur, chaleur sèche (par flash) à 160°C, oxyde d'éthylène ou irradiation gamma.



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail: danielec@esse3-medical.com
web: www.esse3.dreamgest.com

