



Laryngoscope à fibres optiques



PETIT MATERIEL



Laryngoscope à fibres optiques

Lames à fibre optique avec plus de 6000 fibres optiques ampoules Halogènes Xénon dans le manche. Le faisceau innovant par Fibre Optique d'une section supérieure de près de 100 % possède une transduction lumineuse remarquable et une lame plus résistante à l'autoclavage que jamais. Il sont garantis pendant 5 ans ou 4000 cycles standard en autoclave 134°C / 5 min, avec plus de 1000 lux toutes les lames équipées de fibres HiLite. Les Ampoules intégrant la technologie Xénon Halogène fournissent jusqu'à 40 % de luminosité supplémentaire. Les ampoules Xénon Halogène 3,5V durent deux fois plus de temps que les ampoules 2,5V et fournissent jusqu'à trois fois plus de lumières que les ampoules 2,5V des laryngoscopes traditionnels. Les systèmes 3.5V utilisent des batteries rechargeables 3.5V longue durée ce qui évite de devoir remplacer des piles non-rechargeables à des intervalles fréquents.



Cod. 34404

MANCHES POUR LARYNGOSCOPE ET CHARGEUR	
Cod. 34400	Manche court F.O. 2,5V pour enfants et obèse
Cod. 34401	Manche standard F.O. 2,5V
Cod. 34405	Manche standard F.O. 2,5V LED
Cod. 34402	Manche standard F.O. 3,5V LED Li-ion L - rechargeable
Cod. 31769	Ampoule de recharge pour 34400 et 34401
Cod. 34448	Batterie rechargeable pour 34402
Cod. 34449	Unité de charge pour 2 manches
JEUX DE LARYNGOSCOPE À FIBRE OPTIQUE	
Cod. 34403	Set de 3 lames avec paed 1, mac 2, mac 3
Cod. 34404	Set de 4 lames avec paed 1, mac 2, mac 3, mac 4

*Set incluant une ampoule de recharge et une poignée à F.O. - 2,5 V (34401)

STATION DE CHARGE POUR 2 MANCHES - Cod. 34449

Deux compartiments de charge indépendants:- Capacité de charge rapide: 2 heures pour un manche Li-ion 4 heures pour les autres manches- Charge automatique- Indicateur de charge

MANCHE STANDARD 3,5V LED Li-ion - Cod. 34402

Manche à F.O. 3,5V LED rechargeable avec indicateur de charge sur le culot. État de charge indiqué pour 10 secondes après avoir allumé ou après avoir retiré le manche au chargeur. Se charge en deux heures sur la station de charge 34449.



Cod. 34402

MANCHE À LED:
- 6 500 Kelvin
- 12 000 LUX à 40 mm
- Durée de vie des ampoules de 50 000 heures



Macintosh 3
vue en coupe



Miller 2
vue en coupe



Cod. 34449 +
Cod. 34400 +
Cod. 34401



Paed 1
vue en coupe

LAMES À FIBRE OPTIQUE	
	Cod. 34417 - MC INTOSH 0
	Cod. 34418 - MC INTOSH 1
	Cod. 34419 - MC INTOSH 2
	Cod. 34420 - MC INTOSH 3
	Cod. 34421 - MC INTOSH 4
	Cod. 34422 - MC INTOSH 5

LAMES À FIBRE OPTIQUE	
	Cod. 34417 - MILLER 00
	Cod. 34418 - MILLER 0
	Cod. 34419 - MILLER 1
	Cod. 34420 - MILLER 2
	Cod. 34421 - PAED 0
	Cod. 34422 - PAED 1



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3-medical.com

