



URGENCY SUCTION UNIT **ESV-12C**

High Vacuum – High Flow

Aspirator developed for surgery, ward use and for emergency in external environment, as it is equipped with a power supply cable with plug for lighter outlet of vehicles and feeder 230 V. The standard version has an antibacterial filter, an autoclavable collection jar (lt. 1 capacity) with overflow valve, silicone tubing.

Wide range of accessories listed hereunder



Technical data	
Power supply	12 V
Piston pump without maintenance	
Max Vacuum	85 Kpa
Flow	50 l/m'
Dimensions cm	18 x 27 x 30 h
Weight kg	4,5 Kg
Continuous operating mode	

Transport bag, completely anonymous. It can contain the aspirator, accessories and spare parts (cannulas, gauzes...)



TROLLEY: the load bearing structure on 5 wheels, 2 of which with brakes, allows to use one or more jars with a capacity up to 4 lt. Perfect mobility.
Code 0100122-C



TRAY: to use jars with greater capacity, maximum 3 lt.
Codice 0100122 - V



ASPIRATEUR URGENCE **ESV-12C**

Aspirateur conçu pour la chirurgie, les soins et l'urgence idéal dans toutes interventions sur terrain , véhiculaire sur ambulances , étant équipé de double alimentation : batterie interne rechargeable (autonomie 1..2 heures) et réseau 110..240V 50/60Hz

Il est disponible dans les versions

- sur chariot mobile à 5 branches , équipé avec
 - roulettes antistatiques (2 avec freins) avec possibilité de loger 2 flacons de capacité 1 , 2 , 3 ou 4 lt
 - Flacon de sécurité
- sur base de table , possibilité de loger 1 flacon de capacité 1 , 2 ou 3 lt
- avec sac de transport , avec flacon de 1 lt

Flacons de recueil en Makrolon autoclavable ou en verre tempéré

- de capacité 1 lt (version portable)
- 1 , 2 , 3 (version sur table)
- 1 , 2 , 3 et 4 lt (version sur chariot)

Débit max : 50 lt/min

Max vacuum : 850 mBar

Alimentation :

- Secteur 220V 50/60 Hz
- batterie interne rechargeable 12V

Dimensions (sans chariot) 18x27x30 cm

Poids (sans chariot) 4,5 kg

Accessoires standard

- Flacon de recueil 1 lt en makrolon autoclavable avec
 - dispositif sécurité trop plein
 - Filtre bactéricide
 - Tuyau autoclavable en silicone
- Chargeur 110..240V 50/60 Hz
- Fusibles de rechange
- Manuel emploi/maintenance

Accessoires optionnels

- Sac de transport
- Chariot
- Flacon de sécurité
- Manche coupe-vide
- Flacons en Makrolon de 2 , 3 et 4 lt
- Flacons en verre tempéré de 1 , 2 , 3 et 4 lt



ESSE 3 Via Garibaldi 30
14022Castelnuovo D.B. (AT)
tel +39 011 99 27 706
fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web : www.esse3-medical.com

