



SKIASCOPE

Rechargeable



Cod. YZ24B



En Option:



Le skiascope YZ24B permet de mesurer rapidement et avec exactitude l'axe astigmatique. La convergence, la radiance et le parallélisme de sa luminosité sont garantis. Son filament convenablement ajusté est déplaçable sur un angle de rotation de 360°, vers le haut ou vers le bas. L'arrêt automatique de l'appareil, par ailleurs, assure la durée de vie de l'ampoule. L'éclairage de cette ampoule peut-être mis au point à deux niveaux : S (clair), et W (sombre). Il peut aussi être connecté à la tête de l'ophtalmoscope en option

Caracteristiques Techniques

Cod.	YZ24B
Meche	3mm -20 mm
Angle de rotation du filament	360°
Source lumineuse	Ampoule halogène 3V/2.8W
Tension d'entrée	AC 220V±20V/50Hz±1Hz AC 110V±11V/60Hz±1Hz
Alimentation (manche du skiascope)	Batterie au lithium + DC: 3.7V
Accessoires en option	Tête d'ophtalmoscope



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3-medical.com

