



BHT-TA Horizontal Radiographic Equipment



BMI
BIOMEDICAL INTERNATIONAL

BHT-TA Horizontal Radiographic Equipment

General purpose horizontal **radiographic table BHT** with 4-way floating table top

Table de radiologie universelle BHT avec plateau flottant 4 directions



Main Features

- Reduced plane-film distance
- High patients throughput
- Wide range of applications

Caractéristiques principales

- Distance plateau-film réduite
- Routine de travail efficace
- Large gamme d'application

Rotating column **BCL-TA** with effortless tube displacement for any kind of radiographic examination.

Statif tournant **BCL-TA** avec déplacement du tube aisé, permettant une variété d'applications.



BHT horizontal table can be completed with a floor-mounted tubestand to compose **BHT-TA** assembly.


Electromagnetic brakes on all movements, foot-controlled by photocell device. Potter Bucky with vibrating grid.

La table de radiologie **BHT** peut être complétée avec statif au sol pour former l'ensemble **BHT-TA**. Tous les mouvements sont bloqués par freins électromagnétiques contrôlés par photocellule avec pédale de commande. Potter Bucky avec grille vibrante.

- Wide, complete range of radiographic examinations, also in digital technique (CR and DR technique).
- *Gamme complète d'examens radiographiques, aussi avec technique numérisée (CR ou DR mode).*



- Combined with **BVS-S** floor-mounted vertical Bucky stand, **BHT-TA** assembly is suitable for radiography on standing or seated patients.
- *Combiné avec le statif au sol **BVS-S**, l'ensemble **BHT-TA** peut être utilisé pour les clichés des patients en position debout ou assise.*



BMI

your reliable partner

- long years of experience in X-ray business field
longue expérience dans le domaine radiologique
- technical support and service
support technique et assistance
- extensive dealers network
réseau de distribution étendu



ESSE 3 Via Garibaldi 30
14022Castelnuovo D.B. (AT)
tel +39 011 99 27 706
fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web : www.esse3-medical.com

